



Кольцо утяжелительное

Паспорт ТКЛШ 6.259.008 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Кольцо утяжелительное предназначено для предотвращения всплытия колбы при ее термостатировании в лабораторной бане или жидкостном термостате.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

Таблица 1

Модификация	К-050	К-070
Обозначение документа	ТКЛШ 6.259.008	ТКЛШ 6.259.008-01
Материал изделия	свинцовый пруток в полимерной трубке	
Внутренний диаметр, мм	50	70
Масса, кг	0.160 ± 0.015	0.200 ± 0.020

3 Состав изделия

3.1 Внешний вид кольца показан на рисунке 1.




Рисунок 1 — Внешний вид изделия

4 Сведения о приемке

Кольцо утяжелительное К-_____ соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____


м.п.


ОКК _____


5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 (3822) 49-21-52.

 termex@termexlab.ru

 <http://termexlab.ru/>