



Комплект приспособлений КРИО-Т-05-01-К

Паспорт ТКЛШ 2.998.028 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Комплект приспособлений КРИО-Т-05-01-К предназначен для размещения в термостате КРИО-Т-05-01 и используется при определении низкотемпературных характеристик нефтепродуктов и продуктов химических органических в соответствии с ГОСТ 5066 (метод Б) и ГОСТ 18995.5.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Состав изделия

2.1 Внешний вид комплекта показан на рисунке 1. Комплект поставки КРИО-Т-05-01-К соответствует перечню, указанному в таблице 1.




Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Крышка	ТКЛШ 8.056.509	1
2 Пробка резиновая №19	ТКЛШ 8.656.000-14	1
3 Крышка	ТКЛШ 6.174.511	2

3 Сведения о приемке

Комплект приспособлений КРИО-Т-05-01-К соответствует комплекту конструкторской документации и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

М.п.

ОКК _____

4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 termex@termexlab.ru

 <https://termexlab.ru/>