

# Комплект приспособлений БНТИ-05-04-3К

Паспорт ТКЛШ 2.998.508-03 ПС

### 1 Назначение изделия

- 1.1 Комплект приспособлений БНТИ-05-04-3К предназначен для размещения в жидкостной бане БНТИ-05-04 и используется при определении низкотемпературных характеристик нефтепродуктов в соответствии с ГОСТ 20287 (метод A), EN 23015 и ASTM D97.
  - 1.2 Рабочие условия эксплуатации согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.
  - 1.3 Условия транспортирования согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

# 2 Состав изделия

2.1 Внешний вид комплекта показан на рисунке 1. Комплект поставки БНТИ-05-04-3К соответствует перечню, указанному в таблице 1.




Рисунок 1 — Внешний вид изделия

#### Таблица 1

| Наименование                  | Обозначение документа | Количество |
|-------------------------------|-----------------------|------------|
| 1 Крышка на 4 стакана         | ТКЛШ 8.056.517-01     | 2          |
| 2 Крышка                      | ТКЛШ 6.174.511        | 10         |
| 3 Крышка на 2 стакана         | ТКЛШ 8.056.517-02     | 1          |
| 4 Втулка                      | ТКЛШ 8.220.502-01     | 10         |
| 5 Диск пробковый изоляционный | ТКЛШ 8.240.046-01     | 10         |
| 6 Пробка резиновая №19        | ТКЛШ 8.656.000-14     | 3          |
| 7 Стакан латунный             | ТКЛШ 6.210.000-03     | 10         |

## 3 Сведения о приемке

Комплект приспособлений БНТИ-05-04-3К прошел приемо-сдаточные испытания и допущен к применению.

| Дата выпуска |
|--------------|
|              |
| OKK          |

# 4 Гарантийные обязательства

м.п.

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

**(3822)** 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

曷 (3822) 49−21−52.

http://termexlab.ru/