



Комплект приспособлений ГОСТ 18995.5

Паспорт ТКЛШ 6.152.520 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Комплект приспособлений, состоящий из двух пробирок, предназначен для размещения в термостате КРИО-Т-05-01 или бане БНТИ-05-04 и используется при определении температуры кристаллизации в соответствии с ГОСТ 18995.5.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Состав изделия

2.1 Внешний вид комплекта показан на рисунке 1. Комплект поставки ГОСТ 18995.5 соответствует перечню, указанному в таблице 1.




Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Держатель	ТКЛШ 6.152.520	2
2 Пробка резиновая №24*	ТКЛШ 8.656.501-02	2
3 Пробирка П-1-26-150 ТС**	покупное изделие	2
4 Пробирка П-1-34-120 ТС**	покупное изделие	2
5 Кольцо резиновое уплотнительное 026-029-19	покупное изделие	2
6 Мешалка	ТКЛШ 6.465.001	2

* — пробка резиновая с двумя отверстиями: для термометра и мешалки
 ** — прилагается копия паспорта на изделие

3 Сведения о приемке

Комплект приспособлений ГОСТ 18995.5, состоящий из двух пробирок, прошел приемо-сдаточные испытания на соответствие ГОСТ 18995.5 и допущен к применению.

Дата выпуска _____

М.п.

ОКК _____

4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 (3822) 49-21-52.

 termex@termexlab.ru

 <http://termexlab.ru/>