



# Комплект приспособлений КРИО-ВИС-Т-05-К

Паспорт ТКЛШ 2.998.025 ПС

## 1 Назначение изделия

1.1 Комплект приспособлений КРИО-ВИС-Т-05-К предназначен для размещения в термостате КРИО-ВИС-Т-05 (КРИО-ВИС-Т-05-01) и используется при определении:

- температуры помутнения и начала кристаллизации в соответствии с ГОСТ 5066 метод Б;
- температуры кристаллизации продуктов химических органических в соответствии с ГОСТ 18995.5.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.

1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

## 2 Состав изделия

2.1 Внешний вид комплекта показан на рисунке 1. Комплект поставки КРИО-ВИС-Т-05-К соответствует перечню, указанному в таблице 1.




Рисунок 1 — Внешний вид изделия

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Пробка резиновая №19	ТКЛШ 8.656.000-14	1
2 Плита	ТКЛШ 8.074.503-01	1

### 3 Сведения о приемке

Комплект приспособлений КРИО-ВИС-Т-05-К соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признан годным для применения.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

М.п.


ОКК \_\_\_\_\_


### 4 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

 (3822) 49–21–52.

 [termex@termexlab.ru](mailto:termex@termexlab.ru)

 <http://termexlab.ru/>